

Oxivir Excel Foam Acti

Detergente-disinfettante pronto all'uso per superfici di dispositivi medici non invasivi e superfici dure.

Autorizzazione BPR: EU-0032483-0002 1-2

Descrizione

Oxivir Excel Foam Acti, con tecnologia AHP, è la scelta ideale come detergente-disinfettante monofase. Un unico prodotto spray in schiuma pronto all'uso per tutte le aree di utilizzo, per pulire e disinfettare superfici dure e superfici di dispositivi medici non invasivi (solo per uso professionale).

Caratteristiche principali

- Spray schiumogeno pronto all'uso, prodotto ideale per tutte le aree di utilizzo, comprese: aree sanitarie, aree non sanitarie, settore alimentare
- Virucida completo
- Azione rapida contro virus, batteri e lieviti
- Pulizia eccellente grazie a un sistema tensioattivo ad alte prestazioni
- Senza profumo
- Non richiede risciacquo
- Il principio attivo si scompone in acqua e ossigeno
- Biocida approvato dal BPR
- Dispositivo medico certificato

Benefici

- Oxivir Excel Foam Acti garantisce un'efficacia ad ampio spettro contro batteri, lieviti e virus in tempi di contatto brevi, garantendo i più alti livelli di disinfezione contro numerosi patogeni critici.
- Approvato dal BPR e ampiamente testato secondo le norme Europee.
- Possiede una completa azione virucida, con efficacia comprovata contro virus non incapsulati come Polio, Adenovirus, Norovirus murino e virus incapsulati come Coronavirus, virus Vaccinia, HIV, HBV, HCV e Influenza.
- Ha eccellenti prestazioni di pulizia grazie ad efficaci tensioattivi, che lo rendono non solo un ottimo disinfettante ma anche un eccellente detergente.
- La formulazione AHP (Accelerated Hydrogen Peroxide) è delicata sulle superfici, prolunga la vita delle attrezzature e non lascia residui aggressivi.
- È adatto per la pulizia e disinfezione quotidiana di superfici dure, nonché per l'uso in aree di contatto frequente in settori come retail, istruzione, ristorazione, assistenza a lungo termine e in aree ad alto rischio negli ospedali come sale operatorie, terapie intensive, reparti neonatali e stanze di degenza.
- Non richiede DPI, salvo in caso di uso prolungato.



BPR
APPROVED

Diversey Europe
Operations B.V.
De Corridor 4,
3621 ZB Breukelen,
The Netherlands.
www.solenis.com



Oxivir Excel Foam Acti

Modalità d'uso

Applicazione con spruzzatore schiumogeno (per piccole superfici) e distribuzione con un panno imbevuto, da utilizzare a temperatura ambiente:

- Rimuovere lo sporco grossolano.
- Applicare il prodotto bagnando completamente la superficie non porosa e/o il dispositivo medico non invasivo.
- Lasciare agire per 5 minuti.
- Lasciare asciugare all'aria. Non è necessario risciacquare la superficie.
- Lavarsi le mani dopo l'uso.

Caratteristiche tecniche

Aspetto fisico:	Liquido limpido leggermente giallo
Odore:	neutro
pH (tal quale):	≈ 1.95
Peso specifico (20°C):	≈ 1.
Periodo di validità:	2 anni dalla data di produzione (scadenza sulla confezione esterna)
Sostanza attiva:	0.36% Perossido di idrogeno

I dati sopra riportati sono valori tipici di produzione e non costituiscono specifica.

Precauzioni per l'utilizzo e lo stoccaggio

Tutte le informazioni relative alla manipolazione e allo smaltimento del prodotto sono riportate nella Scheda di Sicurezza; sds.diversey.com. Manipolare seguendo le buone pratiche di igiene industriale e di sicurezza. Tenere lontano da alimenti, bevande e mangimi. Non mescolare con altri prodotti se non consigliato da Diversey. Conservare nei contenitori originali chiusi, al riparo da temperature estreme. Il prodotto non è destinato a essere riutilizzato. Solo per utenti professionali/specialisti.

Attenzione

Conservare nella seguente fascia di temperatura: 6°C - 35°C. Non utilizzare se la confezione è danneggiata. Tenere lontano dalla luce solare. Avvertenza: può essere corrosivo per i metalli.

Dispositivi di protezione individuali

Le indicazioni complete sui dispositivi di protezione individuale per questo prodotto sono fornite in una Scheda di Sicurezza separata: sds.diversey.com

DPI: Utilizzare dispositivi di protezione individuale secondo necessità. **Protezione delle mani:** Risciacquare e asciugare le mani dopo l'uso. In caso di contatto prolungato, potrebbe essere necessaria una protezione aggiuntiva per la pelle.

Considerazioni sullo smaltimento

Le indicazioni complete per lo smaltimento di questo prodotto sono fornite in una Scheda di Sicurezza separata; sds.diversey.com.

Oxivir Excel Foam Acti

Compatibilità prodotto

Oxivir Excel Foam Acti è destinato all'uso come disinfettante per superfici dure, incluse le superfici dure di dispositivi medici non invasivi. Se utilizzato secondo le condizioni raccomandate, Oxivir Excel Foam Acti è adatto per superfici come: acciaio inossidabile, cromo, vinile, tessuti in nylon, superfici laminate, vetro, gomma, plastiche dure e flessibili (polipropilene, poliuretano, polietilene, PVC, acrilico, fibra di vetro e policarbonato). Usi diversi da quelli indicati non sono raccomandati. Oxivir Excel Foam Acti non è destinato all'uso su dispositivi medici invasivi. **Non mescolare con altri prodotti. Non è indicato per superfici porose o sensibili agli acidi.**

Dati microbiologici

Area d'uso : PT2 Sanitarie in condizioni di sporco, PT2 Non Sanitarie in condizioni di sporco e PT4 Superfici a contatto alimentare in condizioni di sporco

Applicazione	Azione	test EN	Microrganismo	Diluizione	Tempo di contatto
Schiuma - Spruzzatore con uso opzionale di un panno	Battericida	EN 13727 EN 1276 EN 13697 EN 16615	E. hirae, P. aeruginosa, S. aureus, E. coli.	tal quale	5 min
	Lieviticida	EN 13624 EN 1650 EN 13697 EN 16615	C. albicans		
	Virucida	EN 14476	Adenovirus, Murine norovirus, Poliovirus		

Informazioni ambientali

I tensioattivi utilizzati in questo prodotto sono biodegradabili in conformità con i requisiti del Regolamento Europeo EC 648/2004.

Conforme alle specifiche tecniche di base del DM nr. 51 del 20.01.2021 sia in ambito civile che sanitario.

Approvazioni

- Biocida: BPR EU-0032483-0002 1-2
- Organismo notificato per i Dispositivi Medici: CE0044

www.diversey.com

© 2026 Diversey, Inc. All Rights Reserved. Rev.19/01/2026 it-IT (K02980)