

Oxivir Excel Duo

Biocida: Detergente-disinfettante concentrato per superfici dure

Dispositivo Medico: Detergente-disinfettante concentrato per le superfici dei dispositivi medici non invasivi

Autorizzazione BPR: EU-0032483-0001 1-1

Descrizione

Il detergente e disinfettante Oxivir Excel Duo, potenziato dalla tecnologia AHP, offre la migliore alternativa ai disinfettanti tradizionali, garantendo l'efficacia contro batteri, lieviti e virus con un breve tempo di contatto e in condizioni di sporco. Il principio attivo, il perossido di idrogeno, si scompone in acqua e ossigeno in pochi minuti dopo l'uso, senza lasciare residui che potrebbero essere dannosi o modificare l'aspetto della superficie. Oxivir Excel Duo può essere utilizzato come detergente disinfettante per le superfici dure e per le superfici dei dispositivi medici non invasivi (solo per uso professionale).

Caratteristiche principali

La sua doppia funzione consente un utilizzo ottimizzato e dedicato in ogni area di applicazione:

- Virucida completo
- Azione rapida su un ampio spettro di virus, batteri e lieviti
- Pulizia eccellente con sistema tensioattivo ad alte prestazioni
- Senza profumo
- Non richiede risciacquo
- Il principio attivo si scompone in acqua e ossigeno
- Biocida approvato da BPR
- Dispositivo medico certificato

Benefici

La doppia funzione e la chiara separazione delle aree di applicazione consentono un utilizzo ottimale in ogni zona.

- Efficacia ad ampio spettro contro batteri, lieviti e virus in tempi di contatto brevi, fornisce i più alti livelli di disinfezione contro molteplici agenti patogeni rilevanti.
- Azione virucida completa, compresa l'efficacia comprovata contro i virus non incapsulati come Polio, Adeno, Norovirus murino e i virus incapsulati come Coronavirus, Vaccinia virus, HIV, HBV, HCV e Influenza.
- Prestazioni di pulizia ottimali grazie ad efficaci tensioattivi che lo rendono non solo un eccellente disinfettante, ma anche un eccellente detergente.
- La formulazione AHP è delicata sulle superfici e prolunga la durata delle attrezzature, senza lasciare residui aggressivi sulla superficie.



BPR
APPROVED

Diversey Europe
Operations B.V.
De Corridor 4,
3621 ZB Breukelen,
The Netherlands.
www.solenis.com



Oxivir Excel Duo

Benefici (...continued)

- Adatto per la pulizia e la disinfezione quotidiana delle superfici dure e per l'uso in aree di contatto frequente nei settori del retail, dell'istruzione, della ristorazione, della sanità di lunga degenza e in altri settori, nonché in aree ad alto rischio negli ospedali, come sale operatorie, terapia intensiva, terapia intensiva neonatale e camere di degenza.

Modalità d'uso

Con sistema di diluizione manuale: Per evitare la formazione di schiuma, riempire per tre quarti d'acqua un contenitore o un flacone spray schiumogeno. Aggiungere la quantità corretta di prodotto concentrato per raggiungere la diluizione indicata di seguito, in base alle dimensioni del contenitore utilizzato. Riempire delicatamente con il resto dell'acqua.

Con sistema di diluizione (semi)automatico con 2 impostazioni: Selezionare l'impostazione giusta sull'apparecchiatura di dosaggio. Riempire un contenitore con il prodotto diluito e seguire le istruzioni riportate di seguito.

Il prodotto deve essere utilizzato solo con acqua fredda, utilizzare a temperatura ambiente.

BIOCIDA:

Aggiungere la quantità corretta di prodotto concentrato per raggiungere la diluizione indicata nella tabella sottostante, in base alle dimensioni del contenitore utilizzato. Riempire accuratamente con il resto dell'acqua. Rimuovere lo sporco grossolano. Applicare il prodotto diluito:

- Con un flacone spruzzatore schiumogeno spruzzare direttamente sulla superficie o su un panno pulito. Opzionalmente, strofinare per distribuire la soluzione.
- Immergere il mop nel contenitore. Strizzare la soluzione in eccesso. Pulire e disinfettare il pavimento con il mop bagnato.
- Immergere il panno o la spugna nella soluzione. Distribuire il liquido sulla superficie. Assicurarsi di bagnare completamente la superficie.
- Coprire il contenitore per l'immersione con un coperchio, dopo aver posizionato gli oggetti nella soluzione disinfettante, assicurandosi che gli oggetti da disinfettare siano completamente immersi nella soluzione.

Lasciare agire per 5 minuti. Lasciare asciugare all'aria. Non è necessario risciacquare dopo la disinfezione.

Per aree Sanitarie:

Applicazione	Area Specifica	Concentrazione	Tempo di contatto	Dosaggio per superficie*
Pulizia con un mop imbevuto	n.a.	batteri, lieviti, virus: 4.5%	5 min	11 - 40 mL/m ²
Pulizia con un panno imbevuto	n.a.			11 - 40 mL/m ²
Spruzzare con un flacone spruzzatore schiumogeno (Opzionalmente, strofinare per distribuire la soluzione.)	toilette e bagni			11 ml/m ²
	ospedali e studi medici			
	laboratori			
	camere bianche			
In ammollo o immersione nella soluzione	n.a.			sino a 3 L
Pulizia con panni umidi preparati	n.a.	batteri, lieviti, virus: 5%	5 min	1.5 m ²

*Dosaggio: quantità di liquido per mantenere la superficie completamente bagnata durante il tempo di contatto.

Oxivir Excel Duo

Modalità d'uso (...continued)

Per aree Non Sanitarie:

Applicazione	Area specifica	Concentrazione	Tempo di contatto	Dosaggio per superficie *
Pulizia con un mop imbevuto	n.a.	batteri 1,5%, lieviti 3,75%, virus 2%	5 min	11 - 40 mL/m ²
Pulizia con un panno imbevuto	n.a.			11 - 40 mL/m ²
Spruzzare con un flacone spruzzatore schiumogeno (Opzionalmente, strofinare per distribuire la soluzione.)	toilette e bagni			11 ml/m ²
	impianti di produzione cosmetica/ farmaceutica			
	laboratori			
	camere bianche			
In ammollo o immersione nella soluzione	n.a.			

*Dosaggio: quantità di liquido per mantenere la superficie completamente bagnata durante il tempo di contatto.

Per aree di contatto Alimentare:

Applicazione	Area specifica	Concentrazione	Tempo di contatto	Dosaggio per superficie *
Pulizia con un mop imbevuto	n.a.	batteri, lieviti, virus: 3.75%	5 min	11 - 40 mL/m ²
Pulizia con panno imbevuto	n.a.			11 - 40 mL/m ²
Spruzzare con un flacone spruzzatore schiumogeno (Opzionalmente, strofinare per distribuire la soluzione.)	cucine e mense			11 ml/m ²
	industrie alimentari			
	banconi di negozi/supermercati			
In ammollo o immersione nella soluzione	n.a.			
Pulizia con panni umidi preparati	n.a.	batteri, lieviti, virus: 5.0%	5 min	1.5 m ²

*Dosaggio: quantità di liquido per mantenere la superficie completamente bagnata durante il tempo di contatto

Oxivir Excel Duo

Modalità d'uso (...continued)

DISPOSITIVI MEDICI:

Strofinare e distribuire con un panno imbevuto:

- 1: Rimuovere lo sporco pesante.
- 2: Diluire il liquido concentrato come richiesto: batteri: 2%; lieviti: 4% e virus: 2%.
- 3: Applicare il prodotto diluito con un panno o una salvietta pulita sulla superficie del dispositivo medico. Assicurarsi di bagnare completamente la superficie e che rimanga bagnata durante il tempo di contatto: batteri: 1 min; lieviti: 5 min e virus: 5 min.
- 4: Lasciare asciugare all'aria. Non è necessario risciacquare.

Preparazione delle salviette imbevute:

- 1: Preparare una soluzione di 1,5 litri aggiungendo 75 ml di Oxivir Excel Duo a 1,425 litri d'acqua. Inserire la soluzione nel contenitore. Chiudere il contenitore. Assicurarsi che la salvietta sia impregnata correttamente con la soluzione.
- 2: Aprire il coperchio e prendere una singola salvietta (usare solo salviette umide). Chiudere il coperchio.
- 3: Pulire la superficie e assicurarsi di bagnarla completamente.

Caratteristiche tecniche

Aspetto fisico:	Liquido limpido giallo chiaro
Odore:	neutro
pH (tal quale):	≈ 0.55
pH (in uso):	< 2
Peso specifico (20°C):	≈ 1.065
Periodo di validità:	2 anni dalla data di produzione (scadenza sulla confezione esterna)
Sostanza attiva:	7.2% Perossido di idrogeno

I dati sopra riportati sono valori tipici di produzione e non costituiscono specifica.

Precauzioni per l'utilizzo e lo stoccaggio

Tutte le informazioni relative alla manipolazione e allo smaltimento del prodotto sono riportate nella Scheda di Sicurezza; sds.diversey.com. Manipolare seguendo le buone pratiche di igiene industriale e di sicurezza. Tenere lontano da alimenti, bevande e mangimi. Non mescolare con altri prodotti se non consigliato da Diversey. Conservare nei contenitori originali chiusi, al riparo da temperature estreme. Il prodotto non è destinato a essere riutilizzato. Solo per utenti professionali/specialisti.

Attenzione

Conservare nell'intervallo di temperatura: 6°C - 30°C. Non usare se la confezione è danneggiata. Tenere lontano dalla luce solare. Maneggiare seguendo le buone pratiche di igiene e sicurezza industriale. Tenere lontano da alimenti, bevande e mangimi. Il prodotto non è destinato ad essere riutilizzato. Pericolo: contiene acido alchilbenzensolfonico (acido dodecilbenzensolfonico), perossido di idrogeno (perossido di idrogeno), acido metansolfonico (acido metansolfonico), alcool alchilico etossilato ((C9-C11) alcool alchilico etossilato). Può essere corrosivo per i metalli. Provoca gravi ustioni alla pelle e danni agli occhi. Nocivo per la vita acquatica con effetti di lunga durata.

Oxivir Excel Duo

Dispositivi di protezione individuali (...continued)

Le indicazioni complete sui DPI per questo prodotto sono fornite in una Scheda di sicurezza separata; sds.diversey.com.

Durante la manipolazione di prodotti 'concentrati': Utilizzare il dispositivo di protezione personale come richiesto e utilizzare solo con una ventilazione adeguata.

- **Protezione degli occhi/viso:** Occhiali o maschere di sicurezza (EN 16321). L'uso di uno scudo o di un'altra protezione completa per il viso è fortemente raccomandato quando si maneggiano contenitori aperti o se possono verificarsi schizzi.
- **Protezione delle mani:** Guanti protettivi resistenti alle sostanze chimiche (EN 374). Verificare le istruzioni sulla permeabilità e sul tempo di penetrazione, fornite dal fornitore dei guanti. Considerare le condizioni d'uso locali specifiche, come il rischio di schizzi, tagli, tempo di contatto e temperatura. Guanti consigliati per il contatto prolungato: Materiale: gomma butilica. Tempo di penetrazione: ≥ 480 min. Spessore del materiale: $\geq 0,7$ mm. Guanti consigliati per la protezione dagli schizzi: Materiale: gomma nitrilica. Tempo di penetrazione: ≥ 30 min. Spessore del materiale: $\geq 0,4$ mm.
- **Protezione del corpo:** Indossare indumenti e stivali resistenti alle sostanze chimiche nel caso in cui si verifichi un'esposizione cutanea diretta e/o schizzi (EN 14605).
- **Protezione respiratoria:** Se non è possibile evitare l'esposizione a particelle o schizzi di liquidi, utilizzare: semimaschera (EN 140) o maschera a pieno facciale (EN 136) con filtro antiparticolato P2 (EN 143) In caso di ventilazione insufficiente: maschera a pieno facciale (EN136) con filtro tipo ABEK-P2 (EN 14387). Consideri le condizioni d'uso specifiche locali.

Durante la manipolazione di prodotti 'diluiti': Fornire un buon livello di ventilazione generale. Assicurarsi che le attrezzature per la schiuma non generino particelle respirabili. **DPI:** utilizzare i dispositivi di protezione personale come richiesto. **Protezione delle mani:** Risciacquare e asciugare le mani dopo l'uso. In caso di contatto prolungato, può essere necessaria una protezione per la pelle.

Considerazioni sullo smaltimento

Una guida completa sullo smaltimento di questo prodotto è contenuta in una scheda di sicurezza separata; sds.diversey.com.

Rifiuti da scarti/ prodotti inutilizzati: Il contenuto concentrato o l'imballaggio contaminato devono essere smaltiti da un gestore certificato o in base all'autorizzazione del sito. L'immissione di rifiuti nelle fognature è sconsigliata. Il materiale di imballaggio pulito è adatto al recupero energetico o al riciclaggio in linea con la legislazione locale. **Raccomandazione per l'imballaggio vuoto:** Smaltire rispettando le normative nazionali o locali. Agenti di pulizia adatti: Acqua, se necessario con un detergente. **Importante:** il contenitore originale deve essere conservato per tutto il tempo in cui il prodotto viene utilizzato.

Compatibilità prodotto

Oxivir Excel Duo è destinato all'uso come disinfettante per superfici dure, incluse le superfici dure dei dispositivi medici non invasivi. Nelle condizioni d'uso raccomandate, Oxivir Excel Duo è adatto all'uso su superfici come acciaio inox, cromo, vinile, tessuti di nylon, superfici laminate, vetro, gomma, plastica dura e flessibile (polipropilene, poliuretano, polietilene, PVC acrilico, fibra di vetro e policarbonato). Gli usi diversi da quelli identificati non sono raccomandati. Oxivir Excel Duo non è destinato all'uso su dispositivi medici invasivi. **Non mescolare con altri prodotti. Non è destinato a superfici porose o sensibili agli acidi.**

Oxivir Excel Duo

Dati microbiologici (...continued)

BIOCIDA:

Area d'uso: PT2 Sanitario in condizioni di sporco

Applicazione	Azione	Test EN	Microrganismo	Diluizione	Tempo di contatto
Con mop, spray e panno opzionale Ammollo/Immersione Schiuma	Battericida	EN 13727 EN 13697 EN 16615	E. coli, E. hirae, P. aeruginosa, S. aureus	4.5%	5 min
	Lieviticida	EN 13624 EN 13697 EN 16615	C. albicans		
	Virucida	EN 14476	Adenovirus, Murine, norovirus, Poliovirus		
Con panno (con salvietta asciutta in secchiello)	Battericida	EN 13727 EN 16615	E. hirae, P. aeruginosa, S. aureus	5%	5 min
	Lieviticida	EN 13624 EN 16615	C. albicans		
	Virucida	EN 14476	Adenovirus, Murine norovirus, Poliovirus		

Area d'uso: PT2 Non Sanitario in condizioni di sporco

Applicazione	Azione	Test EN	Microrganismo	Tempo di contatto	Diluizione
Con mop, spray e panno opzionale Ammollo/Immersione Schiuma	Battericida	EN 1276 EN 13697	E. coli, E. hirae, P. aeruginosa, S. aureus	5 min	1.5%
	Lieviticida	EN 1650 EN 13697	C. albicans		3.75%
	Virucida	EN 14476	Adenovirus, Murine, norovirus, Poliovirus		2%
Con panno (con salvietta asciutta in secchiello)	Battericida	EN 13727 EN 16615	E. hirae P. aeruginosa S. aureus	5min	5%
	Lieviticida	EN 13624 / EN 16615	C. albicans		
	Virucida	EN 14476	Adenovirus, Murine, norovirus, Poliovirus		

Oxivir Excel Duo

Dati microbiologici (...continued)

Area d'uso: PT4 Superfici a contatto Alimentare in condizioni di sporco

Applicazione	Azione	Test EN	Microrganismo	Tempo di contatto	Diluizione
Con mop, spray e panno opzionale Ammollo/Immersione Schiuma	Battericida	EN 1276 EN 13697	E. coli, E. hirae, P. aeruginosa, S. aureus	5 min	3.75%
	Lievitica	EN 1650 EN 13697	C. albicans		
	Virucida	EN 14476	Adenovirus, Murine, norovirus, Poliovirus		
Con panno (con salvietta asciutta in secchiello)	Battericida	EN 1276 EN 16615	E. coli, E. hirae, P. aeruginosa, S. aureus	5 min	5%
	Lievitica	EN 1650 EN 16615	C. albicans		
	Virucida	EN 14476	Adenovirus, Murine, norovirus, Poliovirus		

Area d'uso: Dispositivi medici in condizioni di sporco

Applicazione	Azione	Test EN	Microrganismo	Diluizione	Tempo di contatto
Pulizia con mop e panno impregnato	Battericida	EN13727; EN13697; EN16615	Aureus, E. Hira, P. aeruginosa	2%	1min
Pulizia con mop e panno impregnato	Lievitica	EN13624; EN13697; EN16615	C. albicans	4%	5min
Pulizia con mop e panno impregnato	Virucida	EN14476	Adenovirus, Murine, norovirus, Poliovirus	2%	5min

Informazioni ambientali

I tensioattivi utilizzati in questo prodotto sono biodegradabili in conformità con i requisiti del Regolamento Europeo EC 648/2004. Conforme alle specifiche tecniche di base del DM nr. 51 del 20.01.2021 sia in ambito civile che sanitario.

Approvazioni

- Biocida: BPR EU-0032483-0001 1-1
- Organismo notificato per i Dispositivi Medici: CE0044

www.diversey.com

© 2026 Diversey, Inc. All Rights Reserved. Rev.21/01/2026 it-IT (K02986)