

Oxivir Excel Wipes Acti

Salviette detergenti-disinfettanti per superfici di dispositivi medici non invasivi e superfici dure.

Autorizzazione BPR: EU-0032483-0003 1-3

Descrizione

Oxivir Excel Wipes Acti, potenziato dalla tecnologia AHP, è la scelta ideale come detergente disinfettante monofase. Una salvietta pronta all'uso per tutte le aree di utilizzo, per pulire e disinfettare superfici dure e superfici di dispositivi medici non invasivi (solo per uso professionale).

Caratteristiche principali

- Salviette pronte all'uso, prodotto ideale per tutte le aree utilizzo compreso il settore sanitario, civile e della ristorazione
- Virucida completo
- Azione rapida su un ampio spettro di virus, batteri e lieviti
- Pulizia eccellente con un efficace sistema di tensioattivi
- Senza profumo
- Non richiede risciacquo
- Il principio attivo si scompone in acqua e ossigeno
- Biocida approvato da BPR
- Dispositivo Medico certificato

Benefici

- Oxivir Excel Wipes Acti offre un'efficacia ad ampio spettro contro batteri, lieviti e virus in brevi tempi di contatto, fornendo i massimi livelli di disinfezione contro molteplici agenti patogeni critici.
- Approvato in BPR e ampiamente testato secondo le norme Europee
- Oxivir Excel Wipes Acti offre un'azione virucida completa, inclusa la comprovata efficacia contro virus non incapsulati come Poliomielite, Adeno, Norovirus murino e virus incapsulati come Coronavirus, virus vaccinico, HIV, HBV, HCV e influenza
- Oxivir Excel Wipes Acti ha eccellenti prestazioni di pulizia grazie ad efficaci tensioattivi, che lo rendono non solo un ottimo disinfettante ma anche un eccellente detergente.
- La formulazione AHP (Accelerated Hydrogen Peroxide) è delicata sulle superfici e prolunga la vita delle attrezzature, senza lasciare residui aggressivi.



BPR
APPROVED

Diversey Europe
Operations B.V.
De Corridor 4,
3621 ZB Breukelen,
The Netherlands.
www.solenis.com



Oxivir Excel Wipes Acti

Benefici (...continued)

- Oxivir Excel Wipes Acti è adatto per la pulizia e la disinfezione quotidiana delle superfici dure e per l'uso in aree di contatto frequente nei settori del retail, dell'istruzione, della ristorazione, della sanità di lunga degenza e in altri settori, nonché in aree ad alto rischio negli ospedali, come sale operatorie, terapia intensiva, terapia intensiva neonatale e camere di degenza.
- Non richiede DPI, salvo in caso di uso prolungato.

Modalità d'uso

Salvietta pronta all'uso, non necessita di diluizione, utilizzare a temperatura ambiente:

- Rimuovere lo sporco grossolano.
- Aprire il coperchio, prendere una sola salvietta e chiudere il coperchio.
- Applicare il prodotto bagnando completamente la superficie non porosa e/o il dispositivo medico non invasivo.
- Lasciare agire per 5 minuti.
- Lasciare asciugare all'aria. Non è necessario risciacquare la superficie.
- Lavarsi le mani dopo la manipolazione.

Resa della salvietta: 1,6 m² per salvietta.

Caratteristiche tecniche

Aspetto fisico:	Salvietta bianca in polipropilene - dimensione: 267x200 mm
Odore:	neutro
pH (tal quale):	≈ 1.95
Peso specifico (20°C):	≈ 1.
Periodo di validità:	2 anni dalla produzione (data di scadenza: vedi confezione) 28 giorni dopo l'apertura
Sostanza attiva:	0,36% Perossido di idrogeno

I dati sopra riportati sono valori tipici di produzione e non costituiscono specifica.

Precauzioni per l'utilizzo e lo stoccaggio

Tutte le informazioni relative alla manipolazione e allo smaltimento del prodotto sono riportate nella Scheda di Sicurezza; sds.solenis.com. Manipolare seguendo le buone pratiche di igiene industriale e di sicurezza. Tenere lontano da alimenti, bevande e mangimi. Non mescolare con altri prodotti se non consigliato da Diversey. Conservare nei contenitori originali chiusi, al riparo da temperature estreme. Il prodotto non è destinato a essere riutilizzato. Solo per utenti professionali/specialisti.

Attenzione

Conservare nel seguente intervallo di temperatura: 6°C - 35°C. Non utilizzare se la confezione è danneggiata. Tenere lontano dalla luce solare. Maneggiare seguendo le buone pratiche di igiene e sicurezza industriale. Tenere lontano da cibo, bevande e mangimi per animali. Il prodotto non è destinato ad essere riutilizzato. Attenzione: Può essere corrosivo per i metalli.

Oxivir Excel Wipes Acti

Dispositivi di protezione individuali

Le raccomandazioni complete sui DPI per questo prodotto sono fornite in una scheda di sicurezza separata; sds.diversey.com.

DPI: Utilizzare i dispositivi di protezione individuale secondo necessità. **Protezione delle mani:** Risciacquare e asciugare la mani dopo l'uso. Per un contatto prolungato può essere necessaria una protezione per la pelle.

Considerazioni sullo smaltimento

Le indicazioni complete sullo smaltimento di questo prodotto sono fornite in una scheda di sicurezza separata; sds.diversey.com.

Compatibilità prodotto

Oxivir Excel Wipes Acti è indicato per l'uso come disinfettante per superfici dure, comprese le superfici dure di dispositivi medici non invasivi. Nelle condizioni d'uso consigliate, Oxivir Excel Wipes Acti è adatto per l'uso su superfici come acciaio inossidabile, cromo, vinile, tessuti in nylon, superfici laminate, vetro, gomma, plastiche dure e flessibili (polipropilene, poliuretano, polietilene, PVC acrilico, fibra di vetro e policarbonato). Si sconsiglia l'uso diverso da quelli raccomandati. Oxivir Excel Wipes Acti non è destinato all'uso su dispositivi medici invasivi. Non mescolare con altri prodotti. Non destinato a superfici porose o sensibili agli acidi.

Dati microbiologici

Area d'uso: PT2 Sanitario in condizioni di sporco, PT2 Non Sanitario in condizioni di sporco e PT4 Superfici a contatto alimentare in condizioni di sporco

Applicazione	Azione	test EN	Microorganismo	Diluizione	Tempo di contatto
Strofinare con salvietta	Battericida	EN 13727 EN 1276 EN 16615	E. hirae, P. aeruginosa, S. aureus, E. coli.	pronto all'uso	5 min
	Lieviticida	EN 13624 EN 1650 EN 16615	C. albicans		
	Virucida	EN 14476	Adenovirus, Murine norovirus, Poliovirus		

Informazioni ambientali

I tensioattivi utilizzati in questo prodotto sono biodegradabili in conformità con i requisiti del Regolamento Europeo EC 648/2004.

Conforme alle specifiche tecniche di base del DM nr. 51 del 20.01.2021 sia in ambito civile che sanitario.

Approvazioni

- Biocida: BPR EU-0032483-0003 1-3
- Organismo notificato per i Dispositivi Medici: CE0044

www.solenis.com

© 2026 Solenis LLC. All Rights Reserved. Rev.13/02/2026 it-IT (K02979)