



SURE Cleaner Disinfectant

Detergente disinfettante concentrato in SmartDose. Biocida registrato BPR: EU-0029485-0001 1-1

Descrizione

SURE Cleaner Disinfectant è un detergente disinfettante concentrato per le pulizie e l'igiene di tutte le superfici nelle aree di preparazione alimentare e per la pulizia e la disinfezione delle superfici lavabili. Campo di azione: PT2 e PT4.

SmartDose® è un sistema Diversey di dosaggio preciso e portatile che consente agli utilizzatori di dosare accuratamente i prodotti chimici concentrati. Elimina diluizioni arbitrarie, garantendo costanza nei dosaggi, sicurezza e sostenibilità riducendo gli sprechi e gli imballaggi. È ideale per le strutture che cercano soluzioni di pulizia efficienti ed ecologiche.

Caratteristiche principali

- Senza profumo e coloranti, l'odore naturale del prodotto è dato dai suoi componenti vegetali
- Contiene attivi vegetali ottenuti da fonti rinnovabili
- 100% biodegradabile e decomposto da processi naturali
- Nessuna classificazione di pericolo ambientale o di pericolosità per il prodotto diluito
- Campo di azione: PT2 e PT4

Benefici

- Molto efficace contro un'ampia gamma di microrganismi, aiuta a garantire elevati standard di igiene
- Battericida, lieviticida e virucida (virus incapsulati)
- Formula senza risciacquo

Modalità d'uso

Applicazione Spray:

1. Riempire un flacone con 750 ml di acqua.
2. Ruotare la testa dosante gialla sulla posizione "bottiglia": tirare verso l'alto la pompa, poi spingere verso il basso per erogare l'esatta dose di prodotto.
3. Agitare delicatamente il flacone prima dell'uso.
4. Rimuovere lo sporco grossolano prima di applicare il prodotto.
5. Applicare la soluzione ottenuta con un panno o con una spazzola. Lasciare agire per 5 minuti.
6. Non è necessario risciacquare
7. La soluzione pronta all'uso del prodotto in un flacone spray sarà attiva per un massimo di sette giorni. Risciacquare ed asciugare la bottiglia prima di riempirla.

Applicazione in secchio:

1. Riempire un secchio con acqua.
2. Ruotare la testa dosante gialla sulla posizione "secchio": tirare verso l'alto la pompa, poi spingere verso il basso per erogare l'esatta dose di prodotto. 1 dose in 7L di acqua.
3. Rimuovere lo sporco grossolano prima di applicare il prodotto.
4. Applicare la soluzione con un panno o una spugna. Lasciare agire per 5 minuti.
5. Non è necessario risciacquare

Ammollo:

1. Riempire un lavello/un secchio
2. Ruotare la testa dosante gialla sulla posizione "secchio": tirare verso l'alto la pompa, poi spingere verso il basso per erogare l'esatta dose di prodotto. 1 dose in 7L di acqua.
3. Rimuovere lo sporco grossolano prima di applicare il prodotto.
4. Immergere gli utensili e lasciare in ammollo per 5 minuti.
5. Non è necessario risciacquare





SURE Cleaner Disinfectant

Caratteristiche tecniche

Aspetto fisico: Liquido giallo chiaro

pH (tal quale): 2

Peso specifico (20°C): 1.08 g/mL

I dati sopra riportati sono valori tipici di produzione e non costituiscono specifica.

Precauzioni per l'utilizzo e lo stoccaggio

Tutte le informazioni relative alla manipolazione e allo stoccaggio del prodotto sono riportate nella Scheda di Sicurezza; sds.diversey.com. Per esclusivo uso professionale.

Mantenere il prodotto chiuso nel contenitore originale ed evitare temperature di stoccaggio estreme. Solo per utenti professionisti / specialisti.

Dati microbiologici

SURE Cleaner Disinfectant ha superato i seguenti test EN:

- EN1276 in condizioni di sporco ad una diluizione dell'1% in 5 minuti (S. aureus, E. hirae, P. aeruginosa, E coli)
- EN 1650 in condizioni di sporco ad una diluizione dell'1% in 5 minuti (C. albicans)
- EN 13697 in condizioni di sporco ad una diluizione dell'1% in 5 minuti (S. aureus, E. hirae, P. aeruginosa, E coli, C. albicans)
- EN 14476 in condizioni di sporco ad una diluizione dello 0.5% in 1 minuto (Modified vaccinia virus Ankara (MVA))

Informazioni ambientali

La formula di SURE Cleaner Disinfectant è stata testata per essere 100% biodegradabile, secondo il test OECD 301B.

Il prodotto ha ottenuto la certificazione Cradle to Cradle Gold.

Conforme alle specifiche tecniche di base del DM nr 51 del 29.01.2021 sia in ambito civile che sanitario.

L'imballaggio primario del prodotto è realizzato con il 50% di plastica riciclata.

Approvazioni

Ha ottenuto la registrazione BPR con numero di autorizzazione: EU-0029485-0001 1-1.

www.diversey.com

© 2025 Diversey, Inc. All Rights Reserved. Rev.18/04/2025 it-IT (K02891)