

Soluzioni specifiche per i professionisti del futuro

MONITORAGGIO E PREVENZIONE INSETTI

INSECTRAC SPTAB

DISPOSITIVO PER LA CONFUSIONE SESSUALE

CARATTERISTICHE

Soluzione per l'auto-confusione sessuale, per il controllo di *Plodia interpunctella*, *Ephestia kuehniella*, *Cadra cautella*, *Ephestia figulilella* ed *Ephestia elutella*. Il metodo sfrutta un feromone sessuale femminile, che attira gli esemplari maschi. Una volta a contatto con la polvere elettrostatica brevettata, il feromone viene trasferito sugli insetti. Verranno dunque generate false tracce che disorienteranno altri maschi, ostacolandone l'accoppiamento e riducendo gradualmente la popolazione infestante.

CAMPI DI APPLICAZIONE

Industria, Industria Alimentare, Stoccaggio Cereali



DIMENSIONI

10,5 x 10,5 x 0,6 cm

CONTENUTO KIT

4 contenitori, 8 cornici adesive, 4 attrattivi feromonici

DOSI E MODI D'USO

Inserire la compressa nell'erogatore, lasciandone fuoriuscire circa la metà. Sfruttare il supporto adesivo per installare l'erogatore sulla superficie verticale, lasciando la parte con la compressa direzionata verso l'alto. Installare gli erogatori a 1–2 metri dal pavimento nelle aree critiche. Una confezione da 24 compresse copre 600 m². Sostituire le compresse ogni due mesi per assicurare prestazioni continue.

TARGET

Tignole delle derrate

PZ/CARTONE

TRAPPOLA 1 x 24 pz

FEROMONE 1 x 96 pz